

KERN OZB-A7101UK

Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A7101UK
Model-Serie	OZB-IR
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Éclairage externe
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761361591
Modèle prédécesseur	OZB-A7101
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	85395100

Données techniques - Primaire

Type d'illumination	LED
Intensité de l'éclairage	4,5W

Données techniques - Construction

Température de couleur	6500-7000 K
Variable	Yes
Diamètre de l'anneau	6,2 cm
Filtre de polarisation	Yes
Dimensions	99×90×33 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
----------------------	--

Les fonctions

Standard

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	0 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	250×150×80 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,95 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	62,5 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes
------	-----

KERN OZB-A7101UK

Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

KERN[®]

