

# KERN ODC 881

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

**KERN®**

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 881
Serie de modelos	ODC-88
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761246423
Modelo predecesor	ODC 881-2019a
Fecha de inicio prevista	2020-2HJ
Número del arancel aduanero	85258900
CE Label	Yes

## Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB3 Cámara ocular - 23,2 mm
Resolución de la cámara	5,1 MP
Tipo de sensor	Aptina CMOS
Tamaño del sensor	1/2,8"

## Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	Conexión de enchufe
Interfaces	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8
Software aplicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensiones (An×Pr×Al)	56×32×32 mm

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	145×95×60 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,45 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	72,1 mg
Componente de embalaje - por peso - cartón	34,5359 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	504,7 mg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	36,9873 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

# KERN ODC 881

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



## Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

## Funciones

Standard

