

## BROCHURE PRODUIT

# OPTICS OZB-A5203

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? PRIME-Supports universels

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

Support de stéréomicroscope OZB-A5203

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A5203
Model-Serie	OZB-UP
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761169593
Numéro de tarif douanier	90119000

### Données techniques - Construction

Stand type	universel (double bras à roulement à billes avec plaque)
Stand area	254×254 mm
Holder diameter	76 mm
Dimensions (L×P×H)	254×545×515 mm

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	680×330×260 mm
Poids brut	24 kg
Poids net	22 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	699,761 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	23,8104 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	599,228 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

### FONCTIONS

Standard
----------



## ACCESSOIRES

Modèle	Description
OZB-A5301	Microscope stéréo Système modulaire – Dispositifs de maintien KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Microscope stéréo Système modulaire – Dispositifs de maintien KERN OZB-A5306

## PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A5806	Levier de remplacement OZB-A5806
OZB-A5290	Plaque + colonne KERN OZB-A5290
OZB-A5291	Plaque KERN OZB-A5291