

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS ODC 881

Data: 15.12.2025

ITALIANO



Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 881
Modello-Serie	ODC-88
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761246423
Modello precedente	ODC 881-2019a
Numero di tariffa doganale	85258900
CE Label	yes

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB3 Fotocamera oculare - 23,2 mm
Risoluzione della telecamera	5,1 MP
Tipo di sensore	Aptina CMOS
Dimensione del sensore	1/2,8"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	Collegamento a spina
Interfacce	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Software applicabile	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensioni (L×P×H)	56×32×32 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	rimovibile

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	145×95×60 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,45 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	72,1 mg
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	34,5359 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	504,7 mg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	36,9873 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di
stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE yes

ACCESSORI

Modello	Descrizione
ODC-A8107	Oculare Adattatore KERN ODC-A8107
ODC-A8106	Oculare Adattatore KERN ODC-A8106
OXM 902	Software della camera Microscope VIS KERN OXM 902

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di telecamera	Risoluzione della telecamera	Tipo di sensore	Dimensione del sensore
ODC 881	USB3 Fotocamera oculare - 23,2 mm	5,1 MP	Aptina CMOS	1/2,8"