


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
346-06

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-06
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1117129
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 kg
Tolerancia (OIML)	250 mg
Caja aluminio	346-060-600

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	150×68×96 mm
Material	acero inoxidable

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	250 mg
Densidad (kg/m ³)	7200
Volumen (cm ³)	694,4

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	150×68×96 mm
Peso bruto	5 kg
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-643
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-280	Guante KERN 317-280
317-290	Guante KERN 317-290
346-060-600	Estuche protector de aluminio KERN 346-060-600

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-643	Calibración DAkkS 962-643
962-643R	Recalibración DAkkS KERN 962-643R
952-643	Verificación KERN 952-643
920-30	Marcado con números de soplado KERN 920-30
920-32	Marcado por mediante grabado KERN 920-32
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio
346-06	5 kg	250 mg	346-060-600
346-07	10 kg	500 mg	346-070-600
346-08	20 kg	1 g	346-080-600
346-09	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-86	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87	10 kg	500 mg	346-070-600
346-77	10 kg	500 mg	346-070-600
346-76	5 kg	250 mg	346-060-600
346-79-2023a	50 kg	2,5 g	-
346-88	20 kg	1 g	346-080-600
346-78	20 kg	1 g	346-080-600
346-89	50 kg	2,5 g	-
346-81	100 kg	5 g	-
346-82	200 kg	10 g	-
346-83	500 kg	25 g	-

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio
346-84	1000 kg	50 g	-
346-022-005	20 kg	1 g	-
346-042-008	40 kg	1,5 g	-
346-052-010	50 kg	2,5 g	-
346-055-004	50 kg	2,5 g	-
346-055-009	50 kg	2,5 g	-
346-065-009	60 kg	3 g	-
346-79	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-86-2025e	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87-2025e	10 kg	500 mg	346-070-600
346-88-2025e	20 kg	1 g	346-080-600
346-89-2025e	50 kg	2,5 g	346-090-600