

KERN MPB 300K100

Pèse-personne avec fonction IMC

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle MPB 300K100

Model-Serie MPB

Assortiment KERN

Type de produit Produits médicaux

Groupe de produits Pèse-personne

Type d'utilisation du produit Article principal

Code EAN (Modèle) 4045761097575

Date de début prévue 2008-1HJ

Numéro de tarif douanier 84231090

CE Label Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage 300 kg

Lisibilité 0,1 kg

Données techniques - Construction

Plaque de pesage du matériau Acier, laqué

Dimensions entièrement monté (LxPxH) 315x300x60 mm

Boîtier du matériau Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran 25 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Batterie 6x1.5 V AA

Temps de fonctionnement 170 h

Adaptateur secteur/adaptateur inclus CH;EURO

Tension d'entrée 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage Ajustement avec poids externe

Linéarité $\pm 0,2$ kg

Lisibilité 0,1 kg

Poids d'ajustement recommandé 250 kg (M1)

Répétabilité 0,1 kg

Unités de pesage Kg

Système de pesage Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 35 °C

Température ambiante minimale 5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH) 475x418x130 mm

Poids brut 6 kg

Poids net 4,6 kg

KERN MPB 300K100

Pèse-personne avec fonction IMC

KERN®

Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	220 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	550 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	880 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

