

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Impresora térmica económica para imprimir valores de pesaje, recetas, cantidades, etc. o para la protocolización GLP de datos de pesaje
- Velocidad: 300 mm/s
- Máx. 58 caracteres por línea
- Anchuras de papel compatibles: 80 mm (rollo)
- Servicio vía adaptador de red 230 V/50 Hz estándar EU, equipamiento de serie
- Interfaz de datos RS-232, de serie
- Cable de interfaz no incluido

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKC-01
Serie de modelos	YKC
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)

Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761230378
Modelo predecesor	YKC-01-2023a
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Tensión de entrada	100 V - 240 V
Adaptador de red	Fuente de alimentación

Datos técnicos - Condiciones ambientales


Humedad máxima	85 %
Temperatura máxima de funcionamiento	50 °C
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Humedad mínima	20 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	220×215×150 mm
Peso bruto	1,4 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	320 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	320 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKC-A01	Rollo de papel KERN YKC-A01
YKC-A10	Rollos de papel KERN YKC-A10

SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-015	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-015