

KERN 315-411-406

Set sécurité 50 g (M1); 1000 g (M1)

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-411-406
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761245662
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 g & 1 kg
Boîtier aluminium	Zet315-000-000
Poids de la caisse	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Construction

Matériau	Inox
Is weight set	Oui
Number of weights in set	2
Type of case	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 g & 1 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui

Les fonctions

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	255x135x140 mm
Poids brut	3 kg
Poids net	1,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,8 kg
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-600-600
-----------------	-------------

KERN 315-411-406

Set sécurité 50 g (M1); 1000 g (M1)

KERN[®]

Standard

