

BROCHURE PRODUIT

KERN YKI-10

Date: 19.09.2025

FRANCAIS



Convertisseur RS-232/Ethernet

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Convertisseur pour connecter des balances, des instruments de mesure de force, etc. à un réseau Ethernet basé sur IP au moyen d'un port RS-232
- Permet une intégration directe des appareils de mesure à la plupart des réseaux d'entreprise, avec une configuration automatique via DHCP ou une attribution d'IP statique. L'accès aux données de mesure actuelles est possible à tout moment depuis l'ensemble du réseau
- Le convertisseur offre de nombreuses possibilités de configuration via l'interface web
- Compatible avec le logiciel KERN Balance Connection
- Adapté pour montage mural ou indépendant
- Contenu de la livraison : convertisseur RS-232/Ethernet avec 1 port RS-232, adaptateur secteur (UE)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKI-10
Model-Serie	YKI
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)

Type d'utilisation du produit

Accessoires/DL

Code EAN (Modèle)	4045761483361
Modèle prédécesseur	YKI-01
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	yes

Données techniques - Alimentation électrique


Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
--------------------	---------------------------------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	230×165×50 mm
Poids brut	0,35 kg
Poids net	0,25 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	130 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
YKA-11	Bloc d'alimentation KERN YKA-11