

# KERN 315-109-205

Safety Set 20 g (F1); 500 g (E2)

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	315-109-205
Serie de modelos	315
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Conjuntos de seguridad
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761245556
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Sistema de medición

Pesos nominales, incluidos	20 g (F1); 500 g (E2)
Valor nominal	20 g & 500 g
Clase OIML	E2;F1

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	255×135×140 mm
Peso bruto	3 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	1,8 kg
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-300-400
-------------------	-------------

# KERN 315-109-205

Safety Set 20 g (F1); 500 g (E2)

**KERN**<sup>®</sup>

Funciones

Standard

