

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A4572

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Para máxima flexibilidad y comodidad en la microscopía estereoscópica
- Estas unidades de iluminación profesional garantizan una extraordinaria calidad de la luz con una intensidad constante en el objeto.
- Unidades de iluminación externas también adecuados para microscopios estereoscópicos estándar.
- Excepto: iluminación de anillos no adecuados en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A4572
Serie de modelos	OZB-IR

Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761218437

Modelo predecesor	OZB-A4572-2018a
Número del arancel aduanero	94054239

Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	4W

Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	6500-7000 K
Regulable	yes
Por segmentos	yes
Diámetro del anillo	6 cm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	235×200×50 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,45 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
---	-----

Componente de embalaje - por peso - cartón	72,0324 g
--	-----------

Componente del embalaje - por peso - plástico	2,3112 g
---	----------

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	21,9564 g
---	-----------

Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
---	-----

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Datos técnicos - Verificación

WEEE	yes
------	-----

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
YKA-11	Fuente de alimentación KERN YKA-11

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
PFB-A03	Fuente de alimentación KERN PFB-A03
PFB-A02	Fuente de alimentación KERN PFB-A02
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
YKA-11	Fuente de alimentación KERN YKA-11
OZB-A4590	Anillo adaptador OZB-A4590
OZB-A4591	Cubierta de plástico para la iluminación del anillo OZB-A4591