

KERN 337-151

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	337-151
Modell-Reihe	337
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761006621
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	20 kg
Toleranz (OIML)	300 mg
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-151-200

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	20 kg
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	300 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Funktionen

Standard

Volumen (cm³) 2500

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	137×137×217 mm
Bruttogewicht	20 kg
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-445
--------------------	---------

KERN 337-151

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

KERN[®]

