



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
 +0049-[0]7433-9933-149
 info@kern-sohn.com

EL Vastavusdeklaratsioon | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

EE Käesolevaga kinnitame ja täielikult vastutame, et toode vastab järgmistele direktiividele. Allkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega. Kaal on tüübikinnitusega. EÜ vastavushindamise menetluse aasta leidub CE-vastavusmärgise kõrval. Nende kaalude EÜ vastavushindamise märgi "M" asub nii seadmel kui ka pakendil. Gravitatsioonitsoon määrab toote kasutusala.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Mudel | Model | Modell

Tüüp | Type | Typ

Seeria nr. | Serial no. | Seriennr.

EG 2200-2NM

EG 2000-2AM

XXXXXXXXXX

EG 220-3NM

EG 200-3AM

EG 4200-2NM

EG 4000-2AM

EG 420-3NM

EG 400-3AM

EG 620-3NM

EG 600-3AM

CE-märgis CE mark applied CE Kennzeichnung	{Direktiivi tüübid} Direktiiv EU directive EU-Richtlinie	Standardid Standards Normen	Tüübikinnitused Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 61326-1:2013	
M21 0122¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	T11249
	2014/35/EU (LVD)	EN 61010-1:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN61010-1:2010+A1:2019:1.0	

¹⁾ Lisatud CE-tähis tähendab firma KERN vastavusdeklaratsiooni. Toode on heaks kiidetud direktiivis 2014/31/EL (osa 1, art 1 p 2 (a-f) loetletud kasutuskategooriate osas. Kaalud on tähistatud metrooloogilise märgistusega „M“, millele järgnevad vastavusdeklaratsiooni aasta kaks viimast numbrit. Seotud dokumendiks on tüübihindamisertifikaat vastavalt direktiivile 2014/31/EL. Antud raskusvöönd määrab kasutuskoha. Kõik muudatused, mis jäävad väljapoole antud piirkonnale mõeldud piirväärtusi, vajavad uut kinnitamist. Teavitatud asutus NMI Certin BV (0122) viib läbi auditeerimise moodulile D vastavalt direktiivile 2014/31/EL ja väljastas firmale KERN sertifikaadi CE-240.

²⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body "NMI Certin BV" (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

³⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle "NMI Certin BV" (0122) führte das Audit für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g =

Asukoht või tsoon: internal adjustment

Location or zone:

Ort oder Zone:


Kuupäev | Date | Datum: 18.10.2021

Väljaandmise koht: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Allkiri: Volitatud esindaja
Signature: Verification officer
Signatur: Prüfbevollmächtigter

John Doe
KERN & Sohn GmbH



Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Tegevdirektor
Managing director
Geschäftsführer