


BROCHURE PRODUIT

SAUTER AD 0025

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Mâchoire à grip en V

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AD 0025
Model-Serie	AD
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pincés et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Élément de la liste des pièces commerciales;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1174283
Numéro de tarif douanier	90278990

Données techniques - Emballage et expédition

Poids net	0,25 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



FRANCAIS

Données techniques - Primaire

Max. Force	1 kN
Max. Largeur de la pince	30 mm

Données techniques - Construction

Matériau	acier, nickelé
Dimensions du boîtier (LxPxH)	30×30×10 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C