

KERN ODC 874

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 874
Serie de modelos	ODC-87
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras de microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761190528
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	85258900

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB2 Cámara ocular - 23,2 mm
Resolución de la cámara	3,1 MP
Tipo de sensor	Aptina CMOS
Tamaño del sensor	1/2,5"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	Conexión de enchufe
Interfaces	USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software aplicable	Externo (OXM 902)
Dimensiones	40×27×27 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Funciones

Clase de protección

Clase de protección III - tensión extrabaja de protección

Fijación del cable

desmontable

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)

145×95×60 mm

Peso bruto

0,50 kg

Peso neto

0,45 kg

Método de envío

Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - papel

72,1 mg

Componente de embalaje - por peso - cartón

34,5359 g

Componente del embalaje - por peso - plástico

504,7 mg

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno

0 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma

36,9873 g

Plazo de entrega

1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min

-5 °C

Storage Temp Max

40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE

Yes

KERN ODC 874

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Standard

