

KERN 347-141

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-141
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761008915
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	500 mg
Cassa in alluminio	Non disponibile
Cassa in legno	337-141-200

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	500 mg
Densità (kg/m³)	7950
Volume (cm³)	1250

Funzioni

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	137×137×132 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-644
--------------------	---------

KERN 347-141

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine



Standard

