

# KERN MPB 300K100P

Balanza pesapersonas con función IMC

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	MPB 300K100P
Serie de modelos	MPB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas personales
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761097582
Fecha de inicio prevista	2008-1HJ
Número del arancel aduanero	84231090
CE Label	Sí

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	300 kg
Legibilidad	0,1 kg

## Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	Acero, lacado
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAI)	315x450x1000 mm
Material carcasa	Acero, lacado

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
-----------------------	-------

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	6x1.5 V AA
---------	------------

Tiempo de funcionamiento	170 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,2 kg
Legibilidad	0,1 kg
Peso de ajuste recomendado	250 kg (M1)
Repetibilidad	0,1 kg
Unidades de pesaje	Kg
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (AnxPrxAI)	1175x410x330 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	720 g

# KERN MPB 300K100P

Balanza pesapersonas con función IMC



Componente del embalaje -  
por peso - plástico 1,8 kg

Componente del embalaje -  
por peso - espuma de  
poliestireno 2880 g

Plazo de entrega 1 d

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-129

## Funciones

### Standard



### Option

