


KERN 346-055-004

Cestas para pesas de bloque, calibradas según la clase OIML M1



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-055-004
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761225084
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 kg
Tolerancia (OIML)	2,5 g

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	1000×500×500 mm
Material	Acero inoxidable

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	2,5 mg

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	810×380×390 mm
Peso bruto	55 kg

Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Componente del embalaje - por peso - plástico	5 kg
Plazo de entrega	2 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-646
-------------------	---------

KERN 346-055-004

Cestas para pesas de bloque, calibradas según la clase OIML M1



Funciones

Standard

