

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 315-312-307

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Questi "KERN Safety Set" contengono ciascuno un peso di calibrazione per il controllo della sensibilità, vale a dire della corretta regolazione della vostra bilancia e un piccolo peso di calibrazione per controllare l'estremità inferiore della portata, la cosiddetta pesata minima
- Come opzione il "KERN Safety Set" consente di avere spazio per un ulteriore peso di calibrazione, per controllare la vostra bilancia in base al valore di peso per voi rilevante
- Utili accessori assolutamente personalizzati per il "KERN Safety Set", come ad esempio guanti speciali, pinzette, impugnature per pesi, pennello ecc., vi supportano nel corretto utilizzo dei vostri pesi di calibrazione
- Conservandoli nella pratica custodia protettiva insieme alla vostra bilancia, potrete controllare e garantire in qualunque momento la massima precisione della vostra bilancia

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	315-312-307
Modello-Serie	315
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Set di sicurezza
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi

Codice EAN (Modello) 4045761223431

Numero di tariffa doganale 84239090

Dati tecnici - Sistema di misura

Pesi nominali, inclusi 2 kg (F2); 100 g (F2)

Valore nominale 100 g & 2 kg

Classe OIML F2

Conformità OIML sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	255×135×140 mm
Peso lordo	3 kg
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,8 kg
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-400-400
--------------------	-------------

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
952-442	Omologazione KERN 952-442
921-442	Scostamento positivo garantito (? +1/3 OIML) KERN 921-442
962-400-400	Calibrazione DAkkS 962-400-400

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
315-242	Pinzetta KERN 315-242