

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OCS 901

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Juego de limpieza para microscopios

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Juego de limpieza de 7 piezas, económico y muy completo, contiene todo lo necesario para un cuidado óptimo de su microscopio.
- Un fuelle de silicona un pincel para el polvo, un limpiador líquido de 60 ml, un paño para el polvo que no suelte pelusa, paños de limpieza ópticos y hisopos de limpieza. Todo ello se guarda en una bolsa de alta calidad de KERN, que podrá sujetar cómodamente a su cinturón.
- Con este conjunto podrá limpiar suavemente no solo su microscopio, sino también, por ejemplo, la cámara, los prismáticos o cualquier otra superficie óptica.

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OCS 901
------------------------------	---------

Serie de modelos	OCS-9
------------------	-------

Surtido	Optics
---------	--------

Tipo de producto	Microscopios
------------------	--------------

Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
--------------------	---------------------------------

Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 1480568
Modelo predecesor	OCS 901-2023a
Número del arancel aduanero	90119000

FUNCIONES

Standard



Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	150×250×80 mm
Peso bruto	0,25 kg
Peso neto	0,20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	12,81 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	0 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	57,19 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	sí
------	----

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
OCS-A1101	Limpiador líquido KERN OCS-A1101
318-271	Fuelle KERN 318-271

SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-010	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-010

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
318-271	Fuelle KERN 318-271