

**BROCHURE DEL PRODOTTO**

---

**KERN  
315-107-104**

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Safety Set 10 g (E2); 100 g (E2)

---

**CONTACT**

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

- Questi "KERN Safety Set" contengono ciascuno un peso di calibrazione per il controllo della sensibilità, vale a dire della corretta regolazione della vostra bilancia e un piccolo peso di calibrazione per controllare l'estremità inferiore della portata, la cosiddetta pesata minima
- Come opzione il "KERN Safety Set" consente di avere spazio per un ulteriore peso di calibrazione, per controllare la vostra bilancia in base al valore di peso per voi rilevante
- Utili accessori assolutamente personalizzati per il "KERN Safety Set", come ad esempio guanti speciali, pinzette, impugnature per pesi, pennello ecc., vi supportano nel corretto utilizzo dei vostri pesi di calibrazione
- Conservandoli nella pratica custodia protettiva insieme alla vostra bilancia, potrete controllare e garantire in qualunque momento la massima precisione della vostra bilancia

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	315-107-104
Modello-Serie	315
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Set di sicurezza
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi

Codice EAN (Modello)	4045761245679
Numero di tariffa doganale	84239090

### Dati tecnici - Sistema di misura

Pesi nominali, inclusi	10 g (E2); 100 g (E2)
Valore nominale	10 g & 100 g
Classe OIML	E2
Conformità OIML	sì

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×115×70 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,50 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-300-300
--------------------	-------------

## FUNZIONI

Standard
----------



## SERVIZI

Modello	Descrizione
962-300-300	Calibrazione DAkKS 962-300-300

## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
315-242	Pinzetta KERN 315-242