

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A4532

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Doppel-Schwanenhals 490 mm; in Verbindung mit OZB-A4512

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Externe Beleuchtungseinheit OZB-A4532

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A4532
Modell-Reihe	OZB-IF
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1170834
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	Halogen
-----------------	---------

Technische Daten - Konstruktion

Länge der Fasern	490 mm
------------------	--------

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×185×50 mm
--------------------------------	---------------

Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,70 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	150 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	150 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH