

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 346-84-2024e

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Image not
available

Peso singolo, classe OIML M1, 1000 kg, Peso del carico pesante, ghisa laccata

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Peso singolo, classe OIML M1, 1000 kg, Peso del carico pesante, ghisa laccata
- Per la verifica è necessaria una scatola. Si prega di aggiungere una scatola per pesi singoli.

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-84-2024e
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di calibrazione OIML M1
Tipo di utilizzo del prodotto	Hauptartikel;Zubehör/D L
Codice EAN (Modello)	404576 1479586
Modello precedente	346-84
Data di inizio prevista	2024-2HJ

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1000 kg
Tolleranza (OIML)	50 g
Cassa in alluminio	nicht verfügbar
Cassa in plastica	non disponibile
Cassa in legno	nicht verfügbar

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	750×500×500 mm
Materiale	ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1000 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	yes
Tolleranza (OIML)	50 g
Densità (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	138889

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	750×500×500 mm
Peso lordo	1000 kg
Peso netto	1000 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	2 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-694
--------------------	---------

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio
346-06	5 kg	250 mg	346-060-600
346-07	10 kg	500 mg	346-070-600
346-08	20 kg	1 g	346-080-600
346-09	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-86	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87	10 kg	500 mg	346-070-600
346-77	10 kg	500 mg	346-070-600
346-76	5 kg	250 mg	346-060-600
346-79-2023a	50 kg	2,5 g	-
346-88	20 kg	1 g	346-080-600
346-78	20 kg	1 g	346-080-600
346-89	50 kg	2,5 g	-
346-81	100 kg	5 g	-
346-82	200 kg	10 g	-
346-83	500 kg	25 g	-
346-84	1000 kg	50 g	-
346-022-005	20 kg	1 g	-
346-042-008	40 kg	1,5 g	-
346-052-010	50 kg	2,5 g	-
346-055-004	50 kg	2,5 g	-
346-055-009	50 kg	2,5 g	-
346-065-009	60 kg	3 g	-
346-79	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-86-2025e	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87-2025e	10 kg	500 mg	346-070-600
346-88-2025e	20 kg	1 g	346-080-600
346-89-2025e	50 kg	2,5 g	346-090-600