


BROCHURE PRODUIT

SAUTER AD 0034

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Mâchoire à surface lisse

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AD 0034
Model-Serie	AD
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pincers et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Élément de la liste des pièces commerciales;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1174900
Numéro de tarif douanier	90278990

Données techniques - Primaire

Max. Force	5 kN
Max. Largeur de la pince	30 mm

Données techniques - Construction

Matériau	acier, nickelé
Dimensions du boîtier (LxPxH)	30x30x8 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	30x30x8 mm
Poids brut	0,30 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	14 d

FONCTIONS

Standard

