

# KERN OZB-A4571UK

Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A4571UK
Serie de modelos	OZB-IR
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761218482
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	94054239

## Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	4W

## Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	7000-11000 K
Regulable	Yes
Diámetro del anillo	6 cm

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
----------------------	-------

## Funciones

Standard

Storage Temp Max 40 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	235×200×50 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,45 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	72,0324 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	2,3112 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	21,9564 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

# KERN OZB-A4571UK

Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria,  
uniforme e intensa

**KERN**<sup>®</sup>

