

# KERN 327-07

Poids individuel, Classe OIML F1, 100 g, Bouton, inox poli



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	327-07
Model-Serie	327
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761004764
Modèle successeur	327-07-2025e
Date de début prévue	2004-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	100 g
Tolérance (OIML)	0,5 mg
Boîtier aluminium	317-070-600
Boîtier plastique	347-070-400
Caisse en bois	317-070-100

## Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	100 g
Classe OIML	F1
OIML conform	Yes

## Les fonctions

Standard

Tolerance (OIML)	0,5 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volume (cm <sup>3</sup> )	12,5

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	22×22×39 mm
Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	Yes
-----------------------	-----

## Services en option

DAkkS Calibrage	962-437
-----------------	---------

# KERN 327-07

Poids individuel, Classe OIML F1, 100 g, Bouton, inox poli

