


## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# OPTICS OZB-A5222

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ? PREMIO-Stativi universali

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

Supporto per stereomicroscopio OZB-A5222

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A5222
Modello-Serie	OZB-UP
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1217928
Numero di tariffa doganale	90119000
CE Label	sì

### Dati tecnici - Costruzione

Tipo di stativo	universale (braccio snodato con viti)
-----------------	---------------------------------------

Area dello stativo	150×150 mm
Diametro del supporto	76 mm
Dimensioni (L×P×H)	150×553×515 mm

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	680×330×260 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- cartone 1140,28 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- plastica 23,2372 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- polistirolo 496,28 g

Componenti per  
l'imballaggio - in peso -  
schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
OZB-A5301	Sistema modulare di stereomicroscopi - Supporti KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Sistema modulare di stereomicroscopi - Supporti KERN OZB-A5306

## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A5806	Leva di ricambio OZB-A5806
OZB-A5292	Piastre di fissaggio con viti KERN OZB-A5292