

KERN 366-76

Peso singolo, classe OIML M3, 5 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-76
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761241824
Modello successivo	366-76-2025e
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	2,5 g
Cassa in alluminio	346-060-600

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	150×75×84 mm
Materiale	Ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 kg
Classe OIML	M3
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	2,5 g
Densità (kg/m³)	7100

Funzioni

Volume (cm³) 704,2254

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×75×84 mm
Peso lordo	5 kg
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Yes
-------------------------	-----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-643
--------------------	---------

KERN 366-76

Peso singolo, classe OIML M3, 5 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Standard

