

BROCHURE DEL PRODOTTO**OPTICS
OBB-A1107**

Data: 30.04.2025

ITALIANO



N.A. 0,9 / 0,13 Condensatore acromatico "„Swing out” (con diaframma di apertura)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Condensatore OBB-A1107

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1107
Modello-Serie	OBB-AC
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi polarizzatori
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761164468
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Costruzione

Diaframma di apertura	sì
Tipo di condensatore	Abbe
Apertura del condensatore	0,9/0,13
Montaggio del condensatore	centrabile

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	80×80×70 mm
Peso lordo	0,80 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 g
Tempo di consegna	1 d

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OBB-A1284	Unità di polarizzazione OBB-A1284