

KERN 326-02

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-02
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761223738
Modelo predecesor	326-02-2018a; 327-62; 329-02
Modelo sucesor	326-02-2025e
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	2 g
Tolerancia (OIML)	0,12 mg
Caja aluminio	317-020-600
Caja plástico	347-030-400
Caja de madera	317-020-100

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	2 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

Tolerancia (OIML) 0,12 mg

Densidad (kg/m³) 7950

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 6×6×10 mm

Peso bruto 0,05 kg

Peso neto 0,05 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 20 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-432

KERN 326-02

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido



Funciones

Standard

