

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# OPTICS OBB-A1210

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Tubo trinocular

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

El tubo del microscopio OBB-A1210

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | OBB-A1210                            |
| Serie de modelos             | OBB-AT                               |
| Surtido                      | Optics                               |
| Tipo de producto             | Microscopios                         |
| Grupo de productos           | Microscopios polarizadores           |
| Tipo de uso del producto     | Pieza de recambio;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761167421                        |
| Número del arancel aduanero  | 90119000                             |

### Datos técnicos - Primarios

|      |            |
|------|------------|
| Tubo | Trinocular |
|------|------------|

### Datos técnicos - Construcción

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tipo de tubo            | Siedentopf     |
| Ángulo del tubo         | 30°            |
| Rotación del tubo       | sí             |
| Distancia ocular (máx.) | 75 mm          |
| Distancia ocular (mín.) | 50 mm          |
| Dioptrías ajustables    | un lado        |
| Dimensiones (An×Pr×Al)  | 230×120×100 mm |

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Storage Temp Max     | 40 °C |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)           | 265×185×165 mm       |
| Peso bruto                                    | 2 kg                 |
| Peso neto                                     | 1,4 kg               |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 600 g                |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

## FUNCIONES

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|

