

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A1379

Fecha: 15.12.2025

ESPAÑOL



Kondensor Abbe; 1,25; fijo

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Condensador OBB-A1379

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | OBB-A1379 |
| Serie de modelos | OBB-AC |
| Surtido | Optics |
| Tipo de producto | Microscopios |
| Grupo de productos | Microscopios polarizadores |
| Tipo de uso del producto | Pieza de recambio;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761169142 |
| Número del arancel aduanero | 90119000 |

Datos técnicos - Construcción

| | |
|--------------------------|------|
| Diafragma de apertura | yes |
| Tipo de condensador | Abbe |
| Apertura del condensador | 1,25 |
| Montaje del condensador | fijo |

Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Storage Temp Max | 40 °C |

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 80×80×70 mm |
| Peso bruto | 0,80 kg |
| Peso neto | 0,30 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 500 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

FUNCIONES

| |
|----------|
| Standard |
|----------|

