

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# OPTICS OBB-A1237

Data: 16.03.2025

ITALIANO



Unità per contrasto di fase rotella del condensatore a 5 posizioni con obiettivi Infinity PH Plan 10× / 20× / 40× / 100× (set completo)

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

Unità PH completa 10x/20x/40x/100x OBB-A1237

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A 1237
Modello-Serie	OBB-APH
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761167698
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	200×170×110 mm
Peso lordo	1,4 kg
Peso netto	0,90 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OBB-A1390	Obiettivo planare PH infinito KERN OBB-A1390
OBB-A1391	Obiettivo planare PH infinito KERN OBB-A1391
OBB-A1392	Obiettivo planare PH infinito KERN OBB-A1392
OBB-A1393	Obiettivo planare PH infinito KERN OBB-A1393
OBB-A1383	Oculare di centraggio OBB-A1383