

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 911-013

Data: 22.03.2025

ITALIANO



Stampante ad aghi

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Per la stampa di valori di pesata su carta normale, indicata per l'archiviazione di documenti a lungo termine

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	911-013
Modello-Serie	911
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761016408
Modello successivo	YKT-01
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	sì

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tensione di ingresso	100V-230V
Adattatore di rete	Alimentatore


Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	187×263×194 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,75 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	135 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	135 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
911-013-010	Rotoli di carta KERN 911-013-010
911-013-001	Nastro inchiostro KERN 911-013-001
AFH 13	Convertitore KERN AFH 13

SERVIZI

Modello	Descrizione
970-017	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-017