

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKI-12

Fecha: 19.09.2025

ESPAÑOL



Convertidor RS-232/WiFi

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Convertidor para la conexión inalámbrica de balanzas, instrumentos de medición de fuerza, etc., con interfaz RS-232 a equipos con capacidad WiFi, como tabletas, portátiles, smartphones o redes
- De este modo, los datos de pesaje pueden transmitirse cómodamente de forma inalámbrica desde una balanza a uno o varios equipos WiFi o a una red en caso de separación espacial o largas distancias (se requiere el software correspondiente en el equipo WiFi, no incluido en el volumen de suministro)
- Permite la integración directa de los equipos de medición en la mayoría de las redes empresariales, con configuración automática mediante DHCP o asignación de IP estática. El acceso a los datos de medición actuales se puede realizar en cualquier momento desde toda la red
- El conversor es compatible con una amplia gama de opciones de configuración a través de la interfaz web
- Compatible con el software BalanceConnection de KERN
- Volumen de suministro: Convertidor RS-232/WLAN, adaptador de red (UE)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKI-12
Serie de modelos	YKI
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas

Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761483385
Modelo predecesor	YKI-03
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	yes

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red	Fuente de alimentación
------------------	------------------------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Peso bruto	0,40 kg
Peso neto	0,20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	194 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
YKA-11	Fuente de alimentación KERN YKA-11