

## PRODUKTBROSCHÜRE

# OPTICS OBB-A1516

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G)

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : info@kern-sohn.com  
Web : www.kern-sohn.com

## BESCHREIBUNG

100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G) OBB-A1516

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 15 16
Modell-Reihe	OBB-AFL
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761197916
Zolltarifnummer	90119000

### Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Tischnetzteil (trennbar, Kaltgerätestecker C14)
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	abnehmbar

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×390×310 mm
Bruttogewicht	9 kg
Nettogewicht	8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	500 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

### Technische Daten - Verifizierung

WEEE	ja
------	----

## FUNKTIONEN

Standard
----------



## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OBB-A1517	Mittelteil OBB-A1517