

# KERN 326-08

Pesas individuales, Clase OIML F1, 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-08
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761223677
Modelo predecesor	326-08-2018a; 327-68; 329-08
Modelo sucesor	326-08-2025e
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	200 g
Tolerancia (OIML)	1 mg
Caja aluminio	317-080-600
Caja plástico	347-080-400
Caja de madera	317-080-100

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	200 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

Tolerancia (OIML)	1 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	28×28×47 mm
Peso bruto	0,20 kg
Peso neto	0,20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-438
-------------------	---------

# KERN 326-08

Pesas individuales, Clase OIML F1, 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido



## Funciones

### Standard

