

# KERN OBB-A6102UK

Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Modelo de código de artículo | OBB-A6102UK         |
| Serie de modelos             | OZB-IR              |
| Surtido                      | Optics              |
| Tipo de producto             | Microscopios        |
| Grupo de productos           | Iluminación externa |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal  |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761218475       |
| Fecha de inicio prevista     | 2019-1HJ            |
| Número del arancel aduanero  | 85395100            |
| CE Label                     | Sí                  |

## Datos técnicos - Primarios

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tipo de iluminación       | LED  |
| Intensidad de iluminación | 4,5W |

## Datos técnicos - Construcción

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Temperatura de color | 6313 K |
| Regulable            | Sí     |
| Diámetro del anillo  | 6,3 cm |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                     |  |
|---------------------|--|
| Clase de protección | Clase de protección II - aislamiento de protección |
|---------------------|--|

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

## Funciones

Standard

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Storage Temp Max     | 40 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (AnxPxAl)                          | 180x110x55 mm        |
| Peso bruto  | 0,50 kg              |
| Peso neto   | 0,40 kg              |
| Método de envío   | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel                   | 0 g                  |
| Componente de embalaje - por peso - cartón                  | 125 g                |
| Componente del embalaje - por peso - plástico               | 0 g                  |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g                  |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma                   | 0 g                  |
| Plazo de entrega  | 1 d                  |

## Datos técnicos - Verificación

|      |    |
|------|----|
| WEEE | Sí |
|------|----|

# KERN OBB-A6102UK

Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria,  
uniforme e intensa

**KERN**<sup>®</sup>

