

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A5 130

Fecha: 22.09.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? ECO-Caballetes universales

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

El soporte del estereomicroscopio OZB-A5130

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A5130
Serie de modelos	OZB-S
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1232 136
Modelo predecesor	OZB-A5103
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	yes

Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	forma de pilar
Superficie del soporte	283×292 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Mecánica de enfoque	tornillo macrométrico
Dimensiones (An×Pr×Al)	283×292×303,5 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	385×370×330 mm
Peso bruto	4,2 kg
Peso neto	3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	780,168 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	14,8368 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	441,395 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
----------------------------	-------------------------------

Tipo de luz transmitida	LED
-------------------------	-----

Intensidad de la luz transmitida	3W
----------------------------------	----

Tipo de luz incidente	LED
-----------------------	-----

Intensidad de la luz incidente	3W
--------------------------------	----

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A5807	Fuente de alimentación de enchufe KERN OZB-A5807
OZB-A5808	Fuente de alimentación de enchufe KERN OZB-A5808