

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A5 130

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ? ECO-Universalständer

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer OZB-A5130

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A5130
Modell-Reihe	OZB-S
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232136
Vorgängermodell	OZB-A5103
Zolltarifnummer	90119000
CE Label	ja

Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Säulenform
Fläche des Ständers	283×292 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Abmessungen (B×T×H)	283×292×303,5 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
--------------	--

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	385×370×330 mm
Bruttogewicht	4,2 kg
Nettogewicht	3 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	780,168 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	14,8368 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	441,395 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	ja
------	----

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht;Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	3W
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	3W

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A5807	Steckernetzteil KERN OZB-A5807
OZB-A5808	Steckernetzteil KERN OZB-A5808

DEUTSCH