

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A6 102UK

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

- Para máxima flexibilidad y comodidad en la microscopía estereoscópica
- Estas unidades de iluminación profesional garantizan una extraordinaria calidad de la luz con una intensidad constante en el objeto.
- Unidades de iluminación externas también adecuados para microscopios estereoscópicos estándar.
- Excepto: iluminación de anillos no adecuados en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A6102UK
Serie de modelos	OZB-IR
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761218475
Número del arancel aduanero	85395100
CE Label	sí

Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	4,5W

Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	6313 K
Regulable	sí

Diámetro del anillo	6,3 cm
---------------------	--------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	Clase de protección II - aislamiento de protección
---------------------	--

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	180×110×55 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,40 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	125 g

Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	sí
------	----

FUNCIONES

Standard



SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-012	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-012

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tipo de iluminación	Intensidad de iluminación
OBB-A6102	LED	4,5W
OBB-A6102UK	LED	4,5W