

KERN 326-02

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-02
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223738
Vorgängermodell	326-02-2018a; 327-62; 329-02
Nachfolgemodell	326-02-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	2 g
Toleranz (OIML)	0,12 mg
Gehäuse Aluminium	317-020-600
Gehäuse Kunststoff	347-030-400
Gehäuse Holz	317-020-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	2 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	0,12 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×10 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	20 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-432
--------------------	---------

KERN 326-02

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]

