

OPTICS OZB-A7908

Datum: 29.01.2025

DEUTSCH



Steckernetzteil UK, Passend für Modell KERN OZB-A7101

CONTACT

📍 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Steckernetzteil UK OZB-A7908

SPEZIFIKATION

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A7908
Modell-Reihe	OZB-AZ
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil
EAN-Code (Modell)	4045761210196
Geplanter Starttermin	unbestimmt-1HJ
Zolltarifnummer	85044095

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	80×60×55 mm
-------------	-------------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100-240V / 0,5A
Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×80×80 mm
Bruttogewicht	0,40 kg
Nettogewicht	0,30 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil 100 g
- nach Gewicht - Karton

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE yes

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Beleuchtungsart	Beleuchtungsintensität	Wägekapazität
OZB-A4554			
OZB-A4590			
OZB-A4595			
OZB-A4596			
OZB-A4536			
OZB-A4581			
OZB-A4582			
OZB-A7906			
OZB-A7907			
OZB-A7908			
OZB-A4534	LED		
OZB-A4535			
OZB-A4591			
OZB-A7901			
OZB-A7902			
OZB-A7903			
OZB-A7904			
OZB-A7905			