


BROCHURE PRODUIT**SAUTER
AC 18**

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Pince de serrage à vis avec deux mâchoires larges pour tests de traction et de décollement

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Pince de tension à vis avec mâchoires AC 18 (2 pièces)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AC 18
Model-Serie	AC
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pincés et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761122413
Numéro de tarif douanier	90319000

Données techniques - Primaire

Max. Force	5 kN
Max. Largeur de la pince	60 mm

Données techniques - Construction

Matériau	acier
Dimensions du boîtier (LxPxH)	160×100×140 mm

Données techniques - Système de mesure

Filets de montage	Filetage mâle M10
-------------------	-------------------

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	160×100×140 mm
Poids brut	0,80 kg
Poids net	0,75 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFM 03	Manchon SAUTER AFM 03
AFM 06	Adaptateur KERN AFM 06
AFM 11	montage et réparation AFM 11
AFM 16	Adaptateur KERN AFM 16