


BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A1213

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? ECO-Supports universels

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Support de stéréomicroscope OZB-A1213

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A1213
Model-Serie	OZB-UE
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761218314
Numéro de tarif douanier	90119000
CE Label	oui

Données techniques - Construction

Stand type	universel (double bras à roulement à billes avec pince)
Holder diameter	76 mm
Dimensions (L×P×H)	526×210×380 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	490×420×290 mm
Poids brut	17 kg
Poids net	15 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1 kg
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1 kg
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A1902	Levier de remplacement OZB-A1902
OZB-A1903	Levier de remplacement OZB-A1903
OZB-A1906	Bielle de support OZB-A1906
OZB-A1901	Levier de remplacement OZB-A1901