

KERN ODC 825

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesamiento de imágenes.

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | ODC 825 |
| Serie de modelos | ODC-82 |
| Surtido | Optics |
| Tipo de producto | Microscopios |
| Grupo de productos | Cámaras para microscopio |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761190450 |
| Modelo predecesor | ODC 824 |
| Fecha de inicio prevista | 2016-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 85258900 |
| CE Label | Yes |

Datos técnicos - Primarios

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de cámara | USB2 Cámara de microscopio - C-Mount |
| Resolución de la cámara | 5,1 MP |
| Tipo de sensor | Aptina CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2,5" |

Datos técnicos - Construcción

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Capacidad de color | Color |
| Montaje de la cámara | C-Mount |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Win 10;Win 11;Win 8 |
| Software aplicable | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) |

Funciones del software

Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme

Dimensiones (An×Pr×Al) 80×80×45 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

| | |
|---------------------|---|
| Enchufe | USB B |
| Clase de protección | Clase de protección III - tensión extrabaja de protección |

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 164×164×75 mm |
| Peso bruto | 1,00 kg |
| Peso neto | 0,60 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 0 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 342,022 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 12,0959 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 62,9821 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

KERN ODC 825

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

Funciones

Standard



USB 2.0



USB 3.0



SOFTWARE



1 DAY