


PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 308-06

Datum: 05.02.2026

DEUTSCH



Milligrammgewicht, E1, 50 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	308-06
Modell-Reihe	308
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 1253476
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 mg
Toleranz (OIML)	0,004 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-400
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 mg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	yes
Toleranz (OIML)	0,004 mg

Dichte (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	0,0063

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	7,5×6×3 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-256
--------------------	---------

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
<u>338-090-200</u>	Holz-Gewichtsetui KERN 338-090-200
<u>347-009-400</u>	Kunststoff-Gewichtsetui KERN 347-009-400

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>338-090-200</u>	Holz-Gewichtsetui KERN 338-090-200
<u>347-009-400</u>	Kunststoff-Gewichtsetui KERN 347-009-400

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Aluminium	Gehäuse Kunststoff	Gehäuse Holz	Gewichtsset Koffer
<u>308-01</u>	1 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-02</u>	2 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-03</u>	5 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-04</u>	10 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-05</u>	20 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-06</u>	50 mg	0,004 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-07</u>	100 mg	0,005 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-08</u>	200 mg	0,006 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-09</u>	500 mg	0,008 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-426</u>	1 mg - 500 mg	-	-	-	-	im Aluminiumetui
<u>308-31</u>	1 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-32</u>	2 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-33</u>	5 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-39</u>	500 mg	0,008 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-38</u>	200 mg	0,006 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-37</u>	100 mg	0,005 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-36</u>	50 mg	0,004 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-35</u>	20 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
<u>308-34</u>	10 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Alu- minium	Gehäuse Kun- stoff	Gehäuse Holz	Gewichtset Koffer
<u>308-42</u>	1 mg - 500 mg	-	-	328-222-420	-	im Kunststoff- Etui
<u>308-22</u>	1 mg - 500 mg	-	-	-	-	im Kunststoff- Etui