

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN PCB-A01

Datum: 13.12.2025

DEUTSCH



Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 48 h, Ladezeit ca. 8 h, AUTO-OFF Funktion zur Akkuschonung, abschaltbar

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	PCB-A01
Modell-Reihe	PCB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1085657
Vorgängermodell	PCB-A06
Zolltarifnummer	85075000
CE Label	yes

Verpackungsbestandteil 82,92 g
- nach Gewicht -
Kunststoff

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Styropor

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Glas

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Holz

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Schaumstoff

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Metall

Lieferzeiten 1 d

DEUTSCH

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Netzadapter	Akku & Netzteil

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×100×100 mm
Bruttogewicht	0,40 kg
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3496
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	82,92 g