

# KERN 326-064

Juego de pesas, F1, 1 g - 1 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-064
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesos de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761223943
Modelo predecesor	322-064
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 g - 1 kg
Caja plástico	313-082-400
Peso conjunto caja	En un estuche de plástico

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
Es juego de pesas	Sí
Tipo de caja	En un estuche de plástico

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 g - 1 kg
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 350×320×180 mm

Peso bruto 3,8 kg

Peso neto 3,8 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-419

## Funciones

# KERN 326-064

Juego de pesas, F1, 1 g - 1 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

