

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 317-06-2022i

Datum: 15.03.2025

DEUTSCH



Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	317-06-2022i
Modell-Reihe	317
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Handelsstücklistenelement
EAN-Code (Modell)	4045761245327
Vorgängermodell	317-06; 317-06-2020a
Nachfolgemodell	317-06
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 g
Toleranz (OIML)	0,1 mg
Gehäuse Aluminium	317-060-600
Gehäuse Kunststoff	317-060-400
Gehäuse Holz	317-060-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

OIML-Klasse	E2
OIML-konform	ja
Dichte (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	6,25

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×28 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-336
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
317-060-100	Holz-Gewichtsetui KERN 317-060-100
317-060-400	Kunststoff-Gewichtsetui KERN 317-060-400
317-060-600	Aluminiumgeschütztes Etui KERN 317-060-600
315-242	Pinzette KERN 315-242

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
952-336	Eichung KERN 952-336
962-336	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-336
962-336R	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-336R
920-33	Markierung durch Ätzen KERN 920-33
921-336	Garantierte Plus-Abweichung (? +1/3 OIML) KERN 921-336
920-331	Markierung durch Ätzen (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-331